

# Salvafast®

Restraint and positioning  
Contención y posicionamiento



QUICK  
RESTRAINING SYSTEM  
SISTEMA DE CONTENCIÓN  
RÁPIDA

Salvafast Transfer · Salvafast


For  
STRETCHER  
Para  
CAMILLA

# Salvafast TRANSFER

Patent ES1133355U

## QUICK RESTRAINT AND TRANSFER SYSTEM FOR STRETCHER

Innovative device that provide quick restraint with secure and safe transfer of altered, violent, aggressive or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the transfer of patient from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the restraint. It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with quick double Velcro® closure system and sliding base to improve the transfer.



## SISTEMA DE CONTENCIÓN RÁPIDA Y TRANSFERENCIA PARA CAMILLA

Innovador sistema para una rápida y segura contención y transferencia de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados, para camillas de emergencia. Permite, en situaciones de emergencia, la transferencia del paciente a otra camilla o cama sin necesidad de liberar la contención. Está formado por una resistente base deslizante con un conjunto de arnés, muñequeras y tobilleras con sistema rápido de cierre de doble Velcro®.



## SISTEMA MONOBLOCK SYSTEM

harness / arnés

- + wristbands / muñequeras
- + ankle bands / tobilleras

- Designed specifically for stretchers
- Improved versatility: quick restraint + transfer
- Colored bands to identify the function of each one (blue: fixation to the stretcher, black: fixation to the patient, orange: handles for transfer)
- Quick and safe application
- Easy to sanitize and store

- Diseño específico para camillas
- Mayor versatilidad: contención rápida + transferencia
- Cintas de color para identificar la función de cada una (azules: fijación a la camilla, negras: fijación al paciente, naranjas: asas para transferencia)
- Aplicación rápida y segura
- Fácil de higienizar y almacenar




Harness

Arnés



Belt

Cinturón



Wristbands

Muñequeras



Ankle bands

Tobilleras



## Handles for transfer

Asas para transferencia



## Sliding base

Base deslizante



Training video  
*Video de formación*



## Bag for transport

Bolsa de transporte



Code/Código	Size/Talla
SVT3710	One/Única

Measures/Medidas	
Base	172 x 45 cm
Wristbands/Muñequeras	(P) 15 - 30 cm
Ankle bands/Tobilleras	(P) 20 - 40 cm

For  
BED  
Para  
CAMA

# Salvafast



## QUICK RESTRAINT AND RELEASE ON BED

Comfortable wristbands and ankle bands made with neoprene for patient restraint equipped with double Velcro® system that allows a quick application and release. It prevents the patient from falling out of bed or self-injuring and is appropriate for emergency services, neurology and ICU, where the time factor is paramount. Fixing to the bed by secure closure system.

## RÁPIDA CONTENCIÓN Y LIBERACIÓN EN CAMA

Confortables muñequeras y tobilleras de neopreno para contención de pacientes, provistas de sistema de doble Velcro® que permiten una rápida aplicación y liberación. Previene que el paciente pueda caer de la cama o autolesionarse y es apropiado para servicios de Urgencias, Neurología y UCI, donde el factor tiempo es primordial. Anchaje a la cama mediante sistema de cierre seguro.

## Accessories / Accesorios

Code/Código  
SVF3500



Box of 10 standard locks (button + pin)  
Caja de 10 sistemas de cierre estándar  
(botón + pivote)

Code/Código  
SVF3505



Box of 10 waterproof locks (button + pin)  
Caja de 10 sistemas de cierre sumergibles  
(botón + pivote)

Code/Código  
SVF3551



Box of 10 magnetic keys  
Caja de 10 llaves magnéticas

## Wristbands



Muñequeras

- 1 pair of wristbands  
*par de muñequeras*
- 2 locks/*botones de cierre*
- 1 magnetic key/*llave magnética*

Code/Código      Measures/Medidas  
SVT3720            30 x 6,5 cm

## Ankle bands



Tobilleras

- 1 set of ankle bands  
*juego de tobilleras*
- 2 locks/*botones de cierre*
- 1 magnetic key/*llave magnética*

Code/Código      Measures/Medidas  
SVT3730            40 x 6,5 cm



Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.  
*Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.*



Medi Care System, S.L.U.  
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain  
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068  
[info@medisystemsl.com](mailto:info@medisystemsl.com) · [www.medicaresystem.net](http://www.medicaresystem.net)